

Dávkovač dezinfekcie bezdotykový; s rozprašovačom; podlahový stojan s 12" monitorom

Obj. kód: DD-MOL-008



Kompletované
na Slovensku


Všeobecné informácie

Bezdotykový dávkovač dezinfekcie inštalovaný do stojanu na podlahu. 12" monitor - mediálny prehrávač hudba/foto/video z SD karty/USB kľúča slúži na zobrazenie inštrukcií ako použiť dávkovač dezinfekcie, reklamy a iných informácií. Má pevnú konštrukciu, atraktívny vzhľad z nehrdzavejúcej ocele. Hladký povrch je ľahko čistiteľný.


Technická špecifikácia

automatická detekcia rúk pod dávkovačom	infračervený senzor (IR)
účinný rozsah senzora	2 až 10 cm \pm 2 cm
typ dávkovania	sprej
vhodný pre dezinfekčné prostriedky	<ul style="list-style-type: none"> • roztok s obsahom alkoholu do 75% • roztok Oxychlorine s koncentráciou účinnej látky 0,03% • dezinfekčné prostriedky na báze chlóru: Cl max. 50ml/1l
celková výška	1700 mm
oblasť dezinfekcie rúk (vzdialenosť od podlahy)	1060 mm \pm 50 mm
rozmer základne	305 x 305 mm
hmotnosť	15 kg
celková výška prepravného kartónu	1720 mm
rozmer základne prepravného kartónu	400 x 320 mm
celková hmotnosť s kartónom	17 kg
uhlopriečka monitora	12"
rozlíšenie monitora	1280x800
pomer strán	16:10
napájanie dávkovača	batérie 4 x 1,5V typ AA / adaptér 230 VAC; 6 VDC/1A (nie sú súčasťou dodávky)
objem nádržky dezinfekčného prostriedku	600 ml
voliteľná veľkosť dávky dezinfekcie	0,5 ml, resp. 1,0 ml
odnímateľná plastová vanička	áno
životnosť dávkovača	minimálne 100 000 dávok
životnosť batérií	cca 15 000 dávok (v závislosti od typu batérie)
spotreba v pohotovostnom režime	menej ako 80 μ A

Hlavné rozmery



Ovládací prvky / hlavní komponenty dávkovače



1	kľúč (záмок predného krytu)
2	okienko na kontrolu hladiny dezinfekčného prostriedku
3	konektor pre napájací adaptér 230 V / 6 V DC
4	červená LED (stav batérie)
5	zelená LED (prevádzkový stav)
6	dávkovacia dýza (rozprašovač)
7	plniace hrdlo nádržky dezinfekčného prostriedku
8	nádržka na dezinfekčný prostriedok
9	hlavný vypínač / prepínač veľkosti jednotlivej dávky dezinfekcie
10	priestor na batérie (vode odolný)
11	IR senzory

Odporúčané príslušenstvo

obj. kód	názov
DD-MOL-201	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-202	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-203	Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-204	Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-207	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-208	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-209	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-303	Adaptér napájací sieťový; 6V / 2000 mA



Pred uskladnením, prepravou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdňte, prosím, nádobku na dezinfekčný prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!